

603

GEL NETTOYANT LIQUIDE BACTÉRICIDE



DESCRIPTION :

- Idéal pour désinfecter les mains en condition stérile

Le gel bactéricide est idéal pour nettoyer et désinfecter les mains de toutes personnes travaillant en condition stérile.

Formulation de base cosmétologique contenant de la glycérine et des surgraisants à base de coprah, le gel n'agresse pas l'épiderme tout en le nettoyant. Adapté aux distributeurs muraux, il est idéal pour les hôpitaux et les entreprises agro-alimentaires où il nettoie et désinfecte toutes les mains même les plus sales.

**RESTAURATION - HÔPITAUX - COLLECTIVITÉS - AÉROPORTS - ÉCOLES -
INSTITUTIONS - PROFESSIONNELS - INDUSTRIES - HÔTELLERIE**

MODE D'EMPLOI :

Sur peau mouillée, appliquer une noix de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 30 secondes au moins.

Rincer soigneusement à l'eau tiède.

Sécher avec un essuie-mains à usage unique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les biocides sont considérés comme produit dangereux.

Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.

- Produit à usage professionnel.

Consultez la FDS (uniquement sur demande).

- Les produits chimiques sont des produits dangereux.

Veillez respecter les précautions d'emploi.

BIOCIDE



Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton de 12 x 500ml (avec pompe)
- Carton de 12 x 1L (avec pompe)
- Carton de 4 x 5L
- Fût 30-60-210L

